

APLW 046

Injetor

com apoio em plástico, formato cónico e sup. de mola, Ø 2,5, comprimento 80 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 4 mm

Código EAN: 4002516116080 / Número de material: 11105060 /
Número de material antigo: 69304600D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	12
Medida exterior, largura líquida em mm	20
Medida exterior, profundidade líquida em mm	90
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,01