

APLW 048

Injetor

com apoio em plástico, formato em estrela, Ø 2,5, comprimento 80 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 4 mm

Código EAN: 4002516116097 / Número de material: 11105080 /
Número de material antigo: 69304800D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	32
Medida exterior, largura líquida em mm	32
Medida exterior, profundidade líquida em mm	90
Medida exterior, altura bruta em mm	5
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	167
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,00