

APLW 052

Injetor

com apoio em plástico, formato em estrela c/ bloqueio, Ø 4, comprimento 175 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 5 mm

Código EAN: 4002516117278 / Número de material: 11105120 /
Número de material antigo: 69305200D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	54
Medida exterior, largura líquida em mm	54
Medida exterior, profundidade líquida em mm	178
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,02