

APLW 059

Injetor

c/ apoio plást. e fixação de itens de limpeza c/ bloqueio, Ø 6, compr. 225 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 10 mm

Código EAN: 4002516116257 / Número de material: 11105190 /
Número de material antigo: 69305900D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	77
Medida exterior, largura líquida em mm	77
Medida exterior, profundidade líquida em mm	258
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,05
Peso bruto em kg	0,12