

APLW 062

Injetor

c/ apoio plástico e colocação de gargalo, form. em estrela, Ø 6, compr. 135 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 10 mm
- Com bloqueio

Código EAN: 4002516116288 / Número de material: 11105220 /
Número de material antigo: 69306200D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	76
Medida exterior, largura líquida em mm	76
Medida exterior, profundidade líquida em mm	145
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,07