

APLW 063

Injetor

c/ apoio plástico e colocação de gargalo, form. em estrela, Ø 6, comp. 175 mm.

Código EAN: 4002516116295 / Número de material: 11105230 /

Número de material antigo: 69306300D



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 10 mm
- Com bloqueio

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	76
Medida exterior, largura líquida em mm	76
Medida exterior, profundidade líquida em mm	186
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,04
Peso bruto em kg	0,11