

APLW 064

Injetor

c/ apoio plástico e colocação de gargalo, form. em estrela, Ø 6, comp. 225 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 10 mm
- Com bloqueio

Código EAN: 4002516116301 / Número de material: 11105240 /
Número de material antigo: 69306400D

| | |
|--|--------------------------|
| Gama de produtos | |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Categoria do produto | |
| Injetor | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Azul, Aço inoxidável |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 76 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 76 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 231 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 55 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 100 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 300 |
| Peso líquido em kg | 0,04 |
| Peso bruto em kg | 0,10 |