

APLW 065

Injetor

c/ apoio plástico e colocação de gargalo, form. em estrela, Ø 6, comp. 275 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 10 mm
- Com bloqueio

Código EAN: 4002516116318 / Número de material: 11105250 /
Número de material antigo: 69306500D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	75
Medida exterior, largura líquida em mm	75
Medida exterior, profundidade líquida em mm	287
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,04
Peso bruto em kg	0,11