

APLW 068

Injetor

com suporte Ø 6, comprimento 275 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Incluindo tampa do bocal, Ø 10 mm

Código EAN: 4002516116349 / Número de material: 11105280 /

Número de material antigo: 69306800D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Aço inoxidável
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	70
Medida exterior, largura líquida em mm	85
Medida exterior, profundidade líquida em mm	287
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,09
Peso bruto em kg	0,15