

APLW 070

Injetor

com revestimento em inox, Ø 8, comprimento 320 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Superfície de apoio no injetor, Ø de 17 mm

Código EAN: 4002516116363 / Número de material: 11105300 /
Número de material antigo: 69307000D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	87
Medida exterior, largura líquida em mm	87
Medida exterior, profundidade líquida em mm	330
Medida exterior, altura bruta em mm	108
Medida exterior, largura bruta em mm	117
Medida exterior, profundidade bruta em mm	305
Peso líquido em kg	0,10
Peso bruto em kg	0,19