

APLW 070

Injetor

com revestimento em inox, Ø 8, comprimento 320 mm.



- Adequado para cestos e carros de injectores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Superfície de apoio no injetor, Ø de 17 mm

Código EAN: 4002516116363 / Número de material: 11105300 /  
Número de material antigo: 69307000D

#### Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

#### Equipamentos compatíveis

PLW 6011

•

PLW 6111

•

#### Categoria do produto

Injetor

•

#### Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável, Plástico

Cor

Aço inoxidável, Cinzento

#### Âmbito de aplicação

Reprocessamento de vidraria de laboratório

•

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

87

Medida exterior, largura líquida em mm

87

Medida exterior, profundidade líquida em mm

330

Medida exterior, altura bruta em mm

108

Medida exterior, largura bruta em mm

117

Medida exterior, profundidade bruta em mm

305

Peso líquido em kg

0,10

Peso bruto em kg

0,19