

APLW 071

Injetor

c/ suporte para provetas até Ø 105 mm e injetores de Ø 8, compr. 320 mm.



- Adequado para cestos e carros de injetores convencionais
- Ideal para p.e. provetas, frascos volumétricos e tubos de ensaio
- Superfície de apoio no injetor, Ø de 17 mm

Código EAN: 4002516116370 / Número de material: 11105310 /

Número de material antigo: 69307100D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	120
Medida exterior, largura líquida em mm	120
Medida exterior, profundidade líquida em mm	330
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, profundidade bruta em mm	350
Peso líquido em kg	0,24
Peso bruto em kg	0,38