

APLW 072

Parafuso cego

para bloqueio de posições para injetores em suportes de carga.



Código EAN: 4002516116387 / Número de material: 11105320 /

Número de material antigo: 69307200D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	10
Medida exterior, profundidade líquida em mm	15
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,00