

APLW 082  
Fixação de itens de limpeza  
para injetores, 200 mm de altura.



Código EAN: 4002516116585 / Número de material: 11105420 /  
Número de material antigo: 69308200D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	87
Medida exterior, largura líquida em mm	87
Medida exterior, profundidade líquida em mm	225
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	350
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,03