


APLW 083
Fixação de itens de limpeza
para injetores, 130 mm de altura.



Código EAN: 4002516116592 / Número de material: 11105430 /
Número de material antigo: 69308300D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	50
Medida exterior, largura líquida em mm	50
Medida exterior, profundidade líquida em mm	133
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,03