

APLW 086

Encaixe do gargalo da garrafa

Ø 45 mm, para injetores de Ø 6 mm.

**Miele**

**Image  
in progress**

Código EAN: 4002516116646 / Número de material: 11105460 /  
Número de material antigo: 69308600D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	33
Medida exterior, largura líquida em mm	33
Medida exterior, profundidade líquida em mm	70
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	120
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido em kg	0,05
Peso bruto em kg	0,05