

APLW 088  
Suporte  
para provetas até Ø 105 mm e injetores de Ø 8.



Código EAN: 4002516116660 / Número de material: 11105480 /  
Número de material antigo: 69308800D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suporte	•
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	12
Medida exterior, largura líquida em mm	120
Medida exterior, profundidade líquida em mm	300
Medida exterior, altura bruta em mm	108
Medida exterior, largura bruta em mm	117
Medida exterior, profundidade bruta em mm	305
Peso líquido em kg	0,14
Peso bruto em kg	0,23