

APLW 089
Adaptador
para bicos injetores.



- Para adaptação de bicos injetores com Ø de 6 mm

Código EAN: 4002516116677 / Número de material: 11105490 /
Número de material antigo: 69308900D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	15
Medida exterior, largura líquida em mm	15
Medida exterior, profundidade líquida em mm	17
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	120
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,01