

APLW 091  
Encaixe  
para injetores de Ø 2,5 mm.



Código EAN: 4002516116691 / Número de material: 11105510 /  
Número de material antigo: 69309100D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Encaixe	•
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	20
Medida exterior, profundidade líquida em mm	17
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,00