

APLW 092

Bujão cego

para bloqueio de orifícios não utilizados em suportes de carga.



Código EAN: 4002516116714 / Número de material: 11105520 /
Número de material antigo: 69309200D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	12
Medida exterior, largura líquida em mm	12
Medida exterior, profundidade líquida em mm	15
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,00