

APLW 093 Casquilho com tampa para pipetas, no máximo, de Ø 11 mm



Código EAN: 4002516116721 / Número de material: 11105530 / Número de material antigo: 69309300D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Encaixe	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Silicone
Cor	Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	25
Medida exterior, largura líquida em mm	25
Medida exterior, profundidade líquida em mm	118
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,05
Peso bruto em kg	0,05