

A 840/1

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 6, compr. de 130 mm, 5 peças.



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Embalagem com 5 injetores
- Ideal para material a lavar com largura de abertura de 12 a 85 mm
- Diâmetro da tampa em cima: 11 mm

Código EAN: 4002516188803 / Número de material: 11112600 /
Número de material antigo: 69684001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	92
Medida exterior, profundidade líquida em mm	86
Medida exterior, altura bruta em mm	107
Medida exterior, largura bruta em mm	130
Medida exterior, profundidade bruta em mm	195
Peso líquido em kg	0,13
Peso bruto em kg	0,24