

A 842/1

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 4, compr. de 90 mm, 5 peças



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Embalagem com 5 injetores

Código EAN: 4002516188865 / Número de material: 11113590 /  
Número de material antigo: 69684201D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	90
Medida exterior, largura líquida em mm	76
Medida exterior, profundidade líquida em mm	71
Medida exterior, altura bruta em mm	105
Medida exterior, largura bruta em mm	94
Medida exterior, profundidade bruta em mm	132
Peso líquido em kg	0,09
Peso bruto em kg	0,14