

A 842/3

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 4, compr. de 90 mm, 20 peças



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Embalagem com 20 injetores

Código EAN: 4002516195597 / Número de material: 11113670 /
Número de material antigo: 69684203D

| Categorias de produto associadas | |
|--|--------------------------|
| Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoria do produto | |
| Injetor | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Aço inoxidável, Preto |
| Componente do sistema EasyLoad | • |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 90 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 76 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 71 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 140 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 150 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 260 |
| Peso líquido em kg | 0,31 |
| Peso bruto em kg | 0,44 |