

A 843/3

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 4, compr. de 185 mm, 20 peças



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Embalagem com 20 injetores

Código EAN: 4002516188902 / Número de material: 11113760 /

Número de material antigo: 69684303D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	185
Medida exterior, largura líquida em mm	76
Medida exterior, profundidade líquida em mm	71
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	260
Peso líquido em kg	0,43
Peso bruto em kg	0,56