

A 844/2

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 2,5, compr. de 80 mm, 10 peças.



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Embalagem com 10 injetores

Código EAN: 4002516188926 / Número de material: 11115500 /
Número de material antigo: 69684402D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	80
Medida exterior, largura líquida em mm	60
Medida exterior, profundidade líquida em mm	55
Medida exterior, altura bruta em mm	107
Medida exterior, largura bruta em mm	130
Medida exterior, profundidade bruta em mm	195
Peso líquido em kg	0,10
Peso bruto em kg	0,21