


A 302/3

Módulo de injetores

para admissão otimizada de vidraria de laboratório – equipado com 32 injetores.



- Adeq. p/div. vid. lab., balões Erlenmeyer e colo estreito etc.
- Equipado com 16 injetores A 844 e 16 bocas A 845
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Distância do injetor 60 mm em largura, 57 mm em profundidade

Código EAN: 4002516188988 / Número de material: 11116960 /
Número de material antigo: 69630203D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Complemento para vários frascos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	32
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	143
Medida exterior, largura líquida em mm	238
Medida exterior, profundidade líquida em mm	479
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	290
Medida exterior, profundidade bruta em mm	590
Peso líquido em kg	1,49
Peso bruto em kg	2,67
Incluído na embalagem	
A 844, injetor Ø 2,5 mm, comprimento 80 mm [número]	16
A 845, injetor Ø 2,5 mm, comprimento 125 mm [número]	16