


A 14/1
Tampa
para fixação de material de lavagem delicado.



- Tampa em aço inoxidável
- 8 x 8 mm recorte, 3 mm moldura
- Cobre metade do complemento AK 12/1

Código EAN: 4002516340126 / Número de material: 11131560 /
Número de material antigo: 69746003D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Tampa	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	19
Medida exterior, largura líquida em mm	207
Medida exterior, profundidade líquida em mm	224
Medida exterior, altura bruta em mm	65
Medida exterior, largura bruta em mm	240
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,35