

AK 12/1

Complemento
para colocação de diversos utensílios.



- Adequado, p. ex., a copos de vidro, funis e bombas de amamentação
- Com pegas flexíveis
- Adequado para muitos cestos superiores e inferiores, bem como carros de carga

Código EAN: 4002516343714 / Número de material: 11131690 /
Número de material antigo: 69501204D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Complemento/Módulo para vidraria de colo largo	•
Outros complementos	•

AK 12/1
Complemento
para colocação de diversos utensílios.



Código EAN: 4002516343714 / Número de material: 11131690 /
Número de material antigo: 69501204D

Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	122
Medida exterior, largura líquida em mm	224
Medida exterior, profundidade líquida em mm	434
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	450
Peso líquido em kg	0,65
Peso bruto em kg	1,07