

GP TDC 141 L

Produto de limpeza TwinDos Care  
para o sistema de dosagem TwinDos.

Código EAN: 4002516200086 / Número de material: 11171430 /  
Número de material antigo: 11997165EU2



- Para a lavagem dos tubos de dosagem TwinDos
- Para aplicar antes de uma troca de produto
- Para aplicar antes longos períodos utilização (pelo menos 2 meses)
- Assegura o funcionamento ideal do sistema de dosagem automático
- Para aprox. 5 lavagens
- Para máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar roupa com TwinDos