

TT 86

Carro de transporte

p/carga & descarga de máquinas de lavar e desinfetar, também p/laboratórios.



- Equipado com 4 rodas reguláveis
- Manuseamento simples e confortável através de pegas ergonómicas
- Equipado com tabuleiro de recolha amovível
- Regulável a diferentes alturas
- Adequado p/limpez. em instalaç. d/ lavag. d/carrinhos c/tabuleiros

Código EAN: 4002516147725 / Número de material: 11178960 /  
Número de material antigo: 69200115D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistemas de arrumação/transporte	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	911
Medida exterior, largura líquida em mm	693
Medida exterior, profundidade líquida em mm	990
Medida exterior, altura bruta em mm	1130
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	22,20
Peso bruto em kg	41,00