

GP CL MCX 0101 P

Produto de limpeza para tubos de leite (100 saquetas)
para tubos de leite perfeitos nas máquinas de café.

Código EAN: 4002516195429 / Número de material: 11201280 /
Número de material antigo: 29996908EU2



- Limpeza altamente eficaz e conservadora do material
- Dosagem fácil graças às saquetas com a dosagem correta
- Remove completamente proteínas e gordura do leite
- Fórmula concentrada especial Miele
- A melhor manutenção para muitos anos de confiança