

ProCare Shine 12 GC - 40 Tabs
Pastilhas de detergente, 40 unidades
para limpeza ideal de louça, talheres e copos.



- Manuseio notavelmente simples graças à película solúvel em água
- Contém oxigénio ativo
- Sem fosfato e cloro
- Para sujidade leve a média
- Para aplicação em máquinas de lavar roupa industriais

Código EAN: 4002516200055 / Número de material: 11226760 /
Número de material antigo: 61914301EU1

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de resíduos de café e chá	Bom
Remoção de amido/proteínas	Bom
Remoção de resíduos de alimentos secos	Bom
Remoção de gordura resistente	Bom
Remoção de gordura	Muito bom
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1 pastilha
Intensidade da sujidade	Fácil até metade
Valor de pH da solução de aplicação	10,2
Intervalo hídrico recomendado em mmol/l	0-0,53
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Lig. alcalino Detergente
Forma do agregado	Pastilha
Película solúvel em água	•
Adequado para copos	•
Adequado para talheres	•
Adequado para plástico	•
Adequado para inox	•
Adequado para porcelana/cerâmica	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para prata	•
Cuida a decoração	•
Evita a corrosão	•
Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar	•
Isento de fosfatos	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	148
Medida exterior, largura líquida em mm	190
Medida exterior, profundidade líquida em mm	74
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	70
Medida exterior, profundidade bruta em mm	190
Número de pastilhas	40
Peso do conteúdo em g	640
Peso bruto em kg	1
Conformidade, cert./marc.	
Conformidade GHS/CLP	•
Rótulo ecológico da UE	•
Números de teste	
Rótulo ecológico da UE: AT/038/006	•