

A 857

Conjunto de adaptação

para utilização de carros de laboratório das máquinas G 7827/28 e PG 8527/28 nas PLW 86xx.



- Utilização de suportes de carga da Miele existentes no PG 86xx
- Para todos os suportes de carga das G 7827, G 7828, PG 8527 e PG 8528

Código EAN: 4002516201946 / Número de material: 11235960 /  
Número de material antigo: 69685700D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Conjunto de adaptação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	60
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	405
Peso líquido em kg	0,33
Peso bruto em kg	0,43