

A 851
Moldura
para módulo injetor A 621.



- Divisão: áreas 3 x 7
- Pode ser colocada no módulo injetor A 621
- Para posicionamento otimizado de vidraria de laboratório
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516201915 / Número de material: 11236640 /
Número de material antigo: 69685100D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Número de compartimentos	21
Largura do compartimento em mm	74
Comprimento do compartimento em mm	77
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	119
Medida exterior, largura líquida em mm	243
Medida exterior, profundidade líquida em mm	580
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	285
Medida exterior, profundidade bruta em mm	586
Peso líquido em kg	0,67
Peso bruto em kg	1,07