

A 852
Moldura
para módulo injetor A 622.



- Divisão: áreas 4 x 9
- Pode ser colocada no módulo injetor A 622
- Para posicionamento otimizado de vidraria de laboratório
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516201922 / Número de material: 11236650 /
Número de material antigo: 69685200D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento, Preto
Número de compartimentos	36
Largura do compartimento em mm	59
Comprimento do compartimento em mm	58
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	76
Medida exterior, largura líquida em mm	256
Medida exterior, profundidade líquida em mm	562
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	330
Medida exterior, profundidade bruta em mm	680
Peso líquido em kg	0,61
Peso bruto em kg	0,99