


A 11/2

Complemento

para limpeza cuidada de materiais sensíveis com refração do jato de lavagem.



- Com recortes 7 x 7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002516340119 / Número de material: 11239130 /
Número de material antigo: 69501103D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Base	•
Armação de base	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	476
Medida exterior, profundidade líquida em mm	443
Medida exterior, altura bruta em mm	70
Medida exterior, largura bruta em mm	505
Medida exterior, profundidade bruta em mm	430
Peso líquido em kg	0,71
Peso bruto em kg	1,08