

APFD 203

Complemento

p/admissão otimizada de estr. de suporte de aparelhos respiratórios de pressão.



- p/admissão segura est. de sup. de apar. respiratórios de pressão

Código EAN: 4002516185338 / Número de material: 11240090 /
Número de material antigo: 67020301D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8063	•
Categoria do produto	
Complemento para estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido	•
Capacidade	
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido [número]	1
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	481
Medida exterior, largura líquida em mm	470
Medida exterior, profundidade líquida em mm	470
Medida exterior, altura bruta em mm	485
Medida exterior, largura bruta em mm	485
Medida exterior, profundidade bruta em mm	475
Peso líquido em kg	5,70
Peso bruto em kg	6,22