

LDTT 86

Frasco coletor

com grelha de fixação para recolher líquidos escoados do TT 86.

Miele

**Image
in progress**

- Instalação abaixo do tabuleiro de recolha

Código EAN: 4002516271864 / Número de material: 11293740 /

Número de material antigo: 69200120D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoria do produto

Sistemas de arrumação/transporte

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

121

Medida exterior, largura líquida em mm

130

Medida exterior, profundidade líquida em mm

147

Medida exterior, altura bruta em mm

140

Medida exterior, largura bruta em mm

190

Medida exterior, profundidade bruta em mm

295

Peso líquido em kg

0,41

Peso bruto em kg

0,56