

A 320

Complemento

para lavagem cuidadosa de materiais delicados graças à refração do jato de lavagem.



- Com recortes 8 x 8 mm

Código EAN: 4002516237082 / Número de material: 11295510 /
Número de material antigo: 69632000D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Armação de base	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	237
Medida exterior, profundidade líquida em mm	536
Medida exterior, altura bruta em mm	60
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	0,47
Peso bruto em kg	0,63