

APST 003

Tabuleiro de alumínio

Para a colocação de instrumentos ou produtos porosos, pequenos.



- Perfurado, para a melhor passagem do vapor
- Elevada estabilidade com peso reduzido
- Indicado para PST 1710 e PST 1720

Código EAN: 4002516297055 / Número de material: 11377310 /
Número de material antigo: 68900003D

Categorias de produto associadas	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
Categoria do produto	
Tabuleiros_Bandejas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Alumínio
Cor	Prateado (ST)
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	287
Medida exterior, profundidade líquida em mm	186
Medida exterior, altura bruta em mm	35
Medida exterior, largura bruta em mm	200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,18
Peso bruto em kg	0,24