

APST 005

Suporte de tabuleiros

Para remoção segura de bandejas de alumínio.



- Pega de plástico

Código EAN: 4002516298199 / Número de material: 11377340 /

Número de material antigo: 68900005D

Categorias de produto associadas	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	186
Medida exterior, profundidade líquida em mm	379
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,04
Peso bruto em kg	0,05