

APST 006

Junta da porta

Para vedação das câmaras de pressão.



- Necessária a substituição após 800 ciclos de esterilização

Código EAN: 4002516298205 / Número de material: 11377350 /
Número de material antigo: 68900006D

Gama de produtos	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria do produto	
Junta	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	25
Medida exterior, largura bruta em mm	300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	400
Peso líquido em kg	0,11
Peso bruto em kg	0,12