

APST 008

Filtro

Para capturar partículas de poeira dentro do aparelho.



- Cassete de inserção compacta para substituição fácil
- Necessária a substituição após 400 ciclos de esterilização

Código EAN: 4002516256397 / Número de material: 11377370 /  
Número de material antigo: 68900008D

<b>Gama de produtos</b>	
Esterilizadores de bancada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoria do produto</b>	
Filtro	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	15
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,04
Peso bruto em kg	0,05