

## DataDiary Cube

Documentação do processo baseada na App

para registo em protocolo simples e sem fios de esterilizadores de bancada CUBE.



- Solução Plug & Play de manutenção reduzida
- Transferência de dados sem fios por Wi-Fi através de rede local
- Criação de protocolo no formato PDF
- Iden. utilizador por ID util. com palavra-passe ou etiqueta NFC
- Com acesso à app, chave dongle de Wi-Fi e 5 cartões de chip NFC
- Compatível a partir de Android 8.0 e iOS 12.4

Código EAN: 4002516298328 / Número de material: 11394260 /  
Número de material antigo: 68819003D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Esterilizadores de bancada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoria do produto</b>	
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Branco
Sistemas operativos suportados	Android
Diagonal do ecrã mínima necessária do dispositivo em polgadas	7,00
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	25
Medida exterior, profundidade líquida em mm	69
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	120
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido em kg	0,08
Peso bruto em kg	0,09