

APST 000

Sistema de tratamento de água Plug & Pure

Para disponibilizar água desmineralizada.



- Contém conjunto de ligação, cabeça do filtro e cartucho filtrante
- Rápida e facilmente substituível com a inovadora cabeça de filtro
- Estabilidade e proteção de superfícies: pé de suporte de plástico
- Instalação simples na parede com o suporte de parede fornecido
- Qualidade da água sempre alta c/ inovador reprocessamento da água

Código EAN: 4002516297031 / Número de material: 11401510 /
Número de material antigo: 68900009D

Gama de produtos	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Potência em l/min.	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	476
Medida exterior, largura líquida em mm	124
Medida exterior, profundidade líquida em mm	123
Medida exterior, altura bruta em mm	123
Medida exterior, largura bruta em mm	315
Medida exterior, profundidade bruta em mm	505
Peso líquido em kg	3,66
Peso bruto em kg	4,03