

APST 001

Cartucho de substituição

Para sist. de reprocess. da água APST 000, para disponibilização de água desmin.



- De dimensões reduzidas, poupa espaço ao guardar no armário inf.
- Rápida e facilmente substituível com a inovadora cabeça de filtro

Código EAN: 4002516266495 / Número de material: 11401750 /
Número de material antigo: 68900001D

Gama de produtos	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Potência em l/min.	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	469
Medida exterior, largura líquida em mm	123
Medida exterior, profundidade líquida em mm	123
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	135
Medida exterior, profundidade bruta em mm	475
Peso líquido em kg	2,57
Peso bruto em kg	2,77