

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Filtro de água com carvão ativado para MasterCool F 2xx2, KF 2xx2, KFMC 3xxx.

Código EAN: 4002516307846 / Número de material: 11480330 /
Número de material antigo: 38996095EU1



- Para uma qualidade da água claramente melhor
- Usufria de água pura e cubos de gelo sem sabor
- Filtra matéria em suspensão e substâncias aromáticas da água canalizada
- Para manter o desempenho, substituir o filtro a cada 6 meses