

WA CCR 0302 L

Caps CottonRepair

Pacote de 3 unidades com detergente especial para tecidos em algodão. EasyOpen.

Código EAN: 4002516380450 / Número de material: 11485840 /  
Número de material antigo: 11997173EU4



- Renova visivelmente os têxteis com apenas uma lavagem
- Fórmula especial da Miele com tecnologia Novozymes
- Remove o borboto e renova a intensidade da cor e o brilho
- Utilizar, no máximo, 1-2 vezes por ano por tecido
- Embalagem de 100% plástico reciclado, bom para o ambiente
- 3 aplicações: pode usar-se em todas as máquinas de lavar roupa