

PR 900

Impressora de protocolo de encastrar
para impressão de protocolos dos processos.



- Impressora térmica com uma largura de papel de 60 mm
- Com a versão de 2 portas pode ser instalado no lado de descarga

Código EAN: 4002516362081 / Número de material: 11491220 /
Número de material antigo: 69247004D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Preto
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	950
Medida exterior, largura líquida em mm	77
Medida exterior, profundidade líquida em mm	69
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1000
Peso líquido em kg	2,87
Peso bruto em kg	3,59